


GR

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.01mg~

校正用分銅内蔵型
分析天びん帯電防止用導電性ガラス採用
ひょう量42g~310g、最小表示0.01mg~0.1mg

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

ボディイン・ドア方式風防

★特許取得済

コンパクト設計

- RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス) 標準装備
- データ直送ソフト WinCT 使用可能
- 自動環境設定 ★特許取得済
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- データメモリ 計量値：最大200個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(AD-8127との接続により可能)
- 比重測定(AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能

モデル	GR-202	GR-60	GR-120	GR-200	GR-300
ひょう量	42/210g	60g	120g	210g	310g
最小表示	0.01/0.1mg	0.1mg			
計量皿寸法	φ85mm				
標準価格(税抜)	¥240,000	¥139,000	¥159,000	¥179,000	¥229,000
JANコード	4981046622400	4981046600620	4981046622103	4981046622202	4981046622301
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000		¥24,000		

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

別売品 AD-1653	比重測定キット	¥50,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
AD-1671	天びん用除振台	¥78,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
AD-1674	防振天びん台	¥390,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット (約8時間使用可)	¥40,000(税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)	¥9,000(税抜)
AD-1684A	静電気測定器	¥83,000(税抜)	AX-GR-034	マイクロチューブホルダ	¥5,000(税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット<銀色>	¥3,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット<黒色>	¥3,000(税抜)
AD-1689	分銅操作専用ピンセット	¥2,000(税抜)	AX-SW137-PRINT*	プラグ付きフットスイッチ(プリント機能)	¥10,000(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)	AX-SW137-REZERO*	プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)	¥10,000(税抜)
AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

* AX-SW137の2機種は同時に接続できません。

株式会社 エーアンド・デイ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所	TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759	■ 静岡営業所	TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 仙台出張所	TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052	■ 名古屋営業所	TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 宇都宮営業所	TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166	■ 大阪営業所	TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 東京北営業所	TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117	■ 広島営業所	TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 東京南営業所	TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232	■ 福岡営業所	TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>