


HI 2110  Connecteur
HI 2110  BNC



Électrode pH simple

Gamme

pH: 0 à 12 T°: -5 à 80°C

Embout

Sphérique (dia: 9.5 mm)

Matériau du corps

Verre


Câble

Coaxial

Usage recommandé

Titration

HI 2111  Connecteur
HI 2111  BNC



Électrode pH simple

Gamme

pH: 0 à 14 T°: 0 à 100°C

Embout

Sphérique (dia: 9.5 mm)

Matériau du corps

Verre


Câble

Coaxial

Usage recommandé

Usage général, solutions fortement alcalines

HI 2112  Connecteur
HI 2112  BNC



Électrode pH simple

Gamme

pH: 0 à 13 T°: -5 à 80 °C

Embout

Sphérique (dia: 7.5 mm)

Matériau du corps

Ultem®

Câble

Coaxial


Usage recommandé

Usage général

Électrodes rédox simples

HI 3133  Connecteur

HI 3133  BNC



Électrode rédox simple

Platine

Gamme

mV T°: -5 à 80 °C

Embout

Tige platine

Matériau du corps

Verre

Câble


Coaxial

Usage recommandé

Usage général, titration potentiométrique

HI 5110  Connecteur

HI 5110  BNC



Électrode rédox simple

Ag

Gamme

mV T°: -5 à 80°C

Embout

Cylindrique (dia: 3 mm)

Matériau du corps

Verre

Câble

Coaxial

Usage recommandé

Titration argentométrique

